

# AIR OPTIX®

contact lenses

## FAMÍLIA AIR OPTIX®



Curva Base/ Diâm.	Dioptrias	DK/T	Uso	Substituição
8,6 mm/ 14,2 mm	+8,00 a +6,50 (passos de 0,50D) +6,00 a -8,00 (passos de 0,25D) -8,50 a -12,00 (passos de 0,50D)	-3,00D $\times 10^9$ $138 \times 10^9$	Uso diário	Mensal



Curva Base/ Diâm.	Dioptrias	DK/T	Uso	Substituição
8,6 mm/ 14,2 mm	+6,00 a -6,00 (0,25) -6.5 a -10.00 (0,50)	-3,00D $\times 10^9$ $138 \times 10^9$	Uso diário	Mensal



Curva Base/ Diâm.	Dioptrias	DK/T	Uso	Substituição
8,7 mm/ 14,5 mm	0,00 a +6,00 (passos de 0,25D). Cilindros: -0,75, -1,25, -1,75 e -2,25. Eixos: 10° a 180° (em passos de 10). -6,50 a -10,00 (passos de 0,50D). Cilindros: -0,75, -1,25, -1,75 e -2,25. Eixos: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170° e 180°. 0,00 a +6,00 (passos de 0,25D). Cilindros: -0,75, -1,25, -1,75 e -2,25. Eixos: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170° e 180°.	108 a -3,00 -1,25 $\times 180$	Uso diário	Mensal



Curva Base/ Diâm.	Dioptrias	DK/T	Uso	Substituição
8,6 mm/ 14,2 mm	+6,00 a -10,00 (0,25) Add: Low/Med/Hi	$138 \times 10^9$ -3,00D	Uso diário	Mensal

# Alcon

SEE BRILLIANTLY

Líder mundial em cuidados com a visão<sup>1</sup>

polegadas

1

2

3

4

5

6

7

## DIOPTRIAS

Correção óculos	Lentes de contato negativas	Lentes de contato positivas
4.00	-3.75	+4.25
4.25	-4.00	+4.50
4.50	-4.25	+4.75
4.75	-4.50	+5.00
5.00	-4.75	+5.25
5.25	-5.00	+5.50
5.50	-5.25	+5.75
5.75	-5.50	+6.00
6.00	-5.50	+6.50
6.25	-5.75	+6.75
6.50	-6.00	+7.00
6.75	-6.25	+7.25
7.00	-6.50	+7.50
7.25	-6.75	+8.00
7.50	-7.00	+8.25
7.75	-7.00	+8.50
8.00	-7.25	+8.75
8.25	-7.50	+9.00
8.50	-7.75	+9.50
8.75	-8.00	+9.75
9.00	-8.25	+10.00
9.25	-8.25	+10.50
9.50	-8.50	+10.75
9.75	-8.75	+11.00
10.00	-9.00	+11.50
10.25	-9.00	+11.75
10.50	-9.25	+12.25
10.75	-9.50	+12.50
11.00	-9.75	+12.75
11.25	-9.75	+13.00

Correção óculos	Lentes de contato negativas	Lentes de contato positivas
11.50	-10.00	+13.50
11.75	-10.25	+13.75
12.00	-10.50	+14.00
12.25	-10.75	+14.25
12.50	-10.75	+14.75
12.75	-11.00	+15.00
13.00	-11.25	+15.50
13.25	-11.50	+15.75
13.50	-11.50	+16.25
13.75	-11.75	+16.50
14.00	-12.00	+16.75
14.25	-12.25	+17.00
14.50	-12.50	+17.50
14.75	-12.50	+18.00
15.00	-12.75	+18.25
15.25	-12.75	+18.75
15.50	-13.00	+19.00
15.75	-13.25	+19.50
16.00	-13.25	+19.75
16.25	-13.50	+20.00
16.50	-13.75	+20.50
16.75	-13.75	+21.00
17.00	-14.00	+21.50
17.25	-14.25	+21.75
17.50	-14.25	+22.25
17.75	-14.50	+22.50
18.00	-14.75	+23.00
18.25	-15.00	+23.50
18.50	-15.25	+23.75

Registros ANVISA:

AIR OPTIX® plus HydraGlyde® n° 80153480183

AIR OPTIX® AQUA n° 80153480058

Air Optix® plus HydraGlyde® for Astigmatism n° 80153480198

AIR OPTIX® Aqua Multifocal n° 80153480064

Referência: 1. br.alcon.com

© 2019 Alcon BR-AQA-1900004

— Material Promocional Lentes de Contato

# Alcon

SEE BRILLIANTLY

Líder mundial em cuidados com a visão¹